

GUARDIAN

PLATFORM ATTACHMENT

REF MDS86615P

User Instructions and Warranty

ACCESSOIRES DE PLATE-FORME

REF MDS86615P

Mode d'emploi et Garantie

ACCESORIO PARA LA PLATAFORMA

REF MDS86615P

Instructivo y Garantía del Usuario

Consult your medical advisor for the proper use of this accessory. It is designed to be used on specific Guardian walkers that have two (2) attachment points that are 7/8" diameter. Use of this product on other than Guardian walkers may void warranty and may cause injury.

WARNING


For safety, these precautions must be taken when using this product.

BEFORE EACH USE MAKE SURE:

1. You are correctly fitted.
2. Knobs are tightened and platform attachment is securely fitted to walker.
3. Grip, pad and hook and loop closure are in good condition. Replace immediately when worn.
4. Hand grip is attached securely and does not slip.
5. Nothing is loose or uneven and there are no rattles or cracks in the metal, plastic, etc. or any other irregularities.
6. Product is used only with the manufacturer's parts and accessories.
7. User does not have any handicaps, disabilities or is on medication, etc. that a doctor, therapist, and/or seller would deem to interfere with the safe usage of the product.

Failure to follow the above instructions may result in serious injury.

2. IMPORTANT PARTS



The platform attachment consists of the following parts:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Armrest | 6. Handle |
| 2. Armrest knobs | 7. Post |
| 3. Angle adjustment knobs | 8. Metal plates |
| 4. Bolts | 9. Post mounting knobs |
| 5. Washers | 10. Post mounting bracket |

ATTACHMENT TO WALKER

1. Remove angle adjustment knobs and washers from armrest. Assemble by inserting bolts through post mounting bracket. Add washers and tighten knobs (Figure 1).
2. Insert handle for right or left hand use so that the armrest is on the inside of the walker (Figure 2). Tighten knobs slightly.
3. With the post to the outside of the walker, center metal plates on top of upper and lower spreader bars (Figures 3 & 4). Tighten post mounting knobs so that platform attachment is securely in place.
4. Adjust handle to desired length and tighten armrest knobs securely.
5. Angle of armrest can be adjusted using the angle adjustment knobs (Figure 5). Consult your medical professional for proper adjustment.
6. Make sure all knobs are tightened and platform attachment is securely fitted to walker.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

GRIP CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the grips with a mild soap, detergent or household cleaner. Do not use an organic solvent (such as acetone, MEK, lacquer thinner, lighter fluid, dry cleaning fluid, gasoline or turpentine) that may dissolve the plastic and cause the grip to loosen.

Consulter un médecin pour l'usage correct de cet accessoire. Il est conçu pour une utilisation sur des marchettes Guardian particulières munies de deux (2) points de fixation d'un diamètre de 7/8" (2,22 cm). L'utilisation de ce produit sur des marchettes d'une autre marque que Guardian peut en annuler la garantie et causer des accidents.

ATTENTION


Par mesure de sécurité, certaines précautions doivent être prises lors de l'utilisation de ce produit.

AVANT TOUTE UTILISATION, VÉRIFIER LES POINTS SUIVANTS:

1. Le réglage est correct et adapté à vos mesures.
2. Les boutons sont bien serrés et l'accessoire de la plate-forme est correctement installé sur la marchette.
3. La poignée, le rembourrage et le fermeture à velour et crochet sont en bon état. Remplacer immédiatement les articles usés.
4. Le revêtement de la poignée est bien fixé et ne glisse pas.
5. Rien n'est desserré ou irrégulier, il ne se produit aucun cliquetis et il n'existe ni fissure dans les pièces en métal ou en plastique ni autre irrégularité.
6. Le produit est utilisé exclusivement avec les pièces et accessoires du fabricant.
7. L'utilisateur ne doit pas présenter de handicap, d'invalidité ou être sous l'emprise de médicaments, etc., qu'un médecin, un thérapeute et (ou) un revendeur puisse considérer comme interférant avec une utilisation sans risque du produit.

Tout manquement à l'observation des instructions ci-dessus peut entraîner des blessures graves.

2. PIÈCES PRINCIPALES



L'accessoire de plate-forme est composé des pièces suivantes:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Appui-bras | 6. Poignée |
| 2. Boutons des appui-bras | 7. Tige |
| 3. Boutons de réglage de l'angle | 8. Plaques de métal |
| 4. Boulons | 9. Boutons d'installation de la tige |
| 5. Rondelles | 10. Support d'installation de la tige |

ACCESSOIRE DE MARCHETTE

1. Retirer les boutons de réglage de l'angle et les rondelles de l'appui-bras. Procéder au montage en insérant les boulons sur le support d'installation de la tige. Ajouter les rondelles et serrer les boutons (Figure 1).
2. Insérer la poignée pour usage droitier ou gaucher de manière à ce que l'appui-bras se trouve à l'intérieur de la marchette (Figure 2). Serrer les boutons légèrement.
3. En tenant la tige vers l'extérieur de la marchette, centrer les plaques de métal sur les barres d'écartement supérieures et inférieures (Figures 3 et 4). Serrer les boutons d'installation de la tige de manière à ce que l'accessoire de la plate-forme soit bien en place.
4. Régler la poignée à la hauteur désirée et bien serrer les boutons de l'appui-bras.
5. L'angle de l'appui-bras peut être réglé en utilisant les boutons de réglage de l'angle (Figure 5). Consulter un médecin pour un réglage correct.
6. Veiller à ce que les boutons soient bien serrés et que l'accessoire de la plate-forme soit correctement installé sur la marchette.

NETTOYAGE DES POIGNÉES – MODE D'EMPLOI

Nettoyer les poignées à l'aide d'un savon, d'un détergent ou d'un produit nettoyant ménager doux. Ne pas utiliser de solvants organiques (acétone, méthyléthylcétone, diluant à peinture-laque, essence à briquet, produit de nettoyage à sec, essence ou essence de térébenthine) qui risquent de dissoudre le plastique et de desserrer les poignées.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5

Consulte a su consejero médico acerca del uso apropiado de este accesorio. Está diseñado para ser usado en andaderas Guardian específicas que tienen dos (2) puntos de fijación de 2.2 cm (7/8 pulg.) de diámetro. El uso de este producto en andaderas que no sean Guardian puede anular la garantía y puede provocar lesiones.

ADVERTENCIA


Para su seguridad, debe tomar las siguientes precauciones cuando utilice este producto.

ANTES DE CADA USO, ASEGÚRESE QUE:

1. Usted esté correctamente colocado en las mismas.
2. Las perillas estén apretadas y el accesorio para la plataforma esté adosado con seguridad en la andadera.
3. La empuñadura, el cojín y el gancho y lazo de cierre estén en buenas condiciones. Reemplácelos inmediatamente cuando estén desgastados.
4. Las empuñaduras estén adosadas firmemente y no se resbalen.
5. Nada esté suelto o disparejo y que no haya traqueteos o chasquidos en el metal, plástico, etc., o cualquier otra irregularidad.
6. El producto se use únicamente con piezas y accesorios originales.
7. El usuario no tenga impedimentos, discapacidades o se encuentre medicado, etc., como para que un médico, terapeuta y / o vendedor considerara que su condición interferiría con el uso seguro del producto.

La falta de cumplimiento con las instrucciones arriba mencionadas podría resultar en una lesión grave.

2. PARTES IMPORTANTES DEL EQUIPO



El accesorio para la plataforma consiste de las siguientes partes:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Reposabrazos | 6. Mango |
| 2. Perillas del reposabrazos | 7. Poste |
| 3. Perillas de ajuste del ángulo | 8. Placas metálicas |
| 4. Pernos | 9. Perillas de montaje del poste |
| 5. Arandelas | 10. Abrazadera de montaje del poste |

SUJECCIÓN A LA ANDADERA

1. Remueva las perillas y arandelas de ajuste del ángulo del reposabrazos. Ensamble al insertar los pernos a través de la abrazadera de montaje del poste. Agregue las arandelas y apriete las perillas (Figura 1).
2. Inserte el mango para el uso con la mano derecha o izquierda para que el reposabrazos quede adentro de la andadera (Figura 2). Apriete ligeramente las perillas.
3. Con el poste por fuera de la andadera, centre las placas metálicas encima de las barras separadoras superior e inferior (Figuras 3 y 4). Apriete las perillas de montaje del poste para que el accesorio de la plataforma quede asegurado en su sitio.
4. Ajuste el mango a la longitud deseada y apriete con seguridad las perillas del reposabrazos.
5. El ángulo del reposabrazos puede ser ajustado usando las perillas de ajuste del ángulo (Figura 5). Consulte a su profesional médico acerca del ajuste apropiado.
6. Asegúrese que todas las perillas estén apretadas y el accesorio para la plataforma esté adosado con seguridad en la andadera.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR LAS EMPUÑADURAS

Limpie las empuñaduras con una solución jabonosa suave, con detergente o con un limpiador doméstico. No use solventes orgánicos (como lo es la acetona, MEK, adelgazador para lacas, líquido para encendedores, líquido para lavado en seco, gasolina ni aguarrás) que pudieran disolver el material plástico y ser la causa por la cual la empuñadura pierda su firmeza.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti sans défaut en matériel ou en main d'œuvre pour la durée d'utilisation par l'acheteur original. Cet appareil a été construit selon des normes précises et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service pratique et fiable. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer l'appareil. Cette garantie ne couvre pas la panne de l'appareil pour cause de mauvais usage ou d'une négligence par le propriétaire, ou une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants à faible durabilité, tels que des accessoires en caoutchouc, roulettes et poignées, soumis à une usure normale et au remplacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no durables, tales como accesorios de hule, ruedecillas y asas, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.



Medline Industries, Inc.
One Medline Place
Mundelein, IL 60060

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca | Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2010 Medline Industries, Inc. Guardian is a registered trademark of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans ce manuel. ©2010 Medline Industries. Guardian est une marque de commerce déposée de Medline Industries, Inc.

Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2010 Medline Industries, Inc. Guardian es una marca registrada de Medline Industries, Inc.